



AVENT
Nipplette

Samostatné



SCF152/01

Jednoduché riešenie pre obrátené bradavky

Účinné a ľahko použiteľné

Ploché alebo obrátené bradavky môžu byť potenciálnym problémom pre ženy, ktoré chcú koiť. Jemným saním Nipplette vytiahne bradavku von do malého plastového náprstkového kalichu.

Výhody a vlastnosti:

- Jednoduché a diskrétné
- Klinicky overené
- Nechirurgické – využíva jemné sanie

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Anglicko

Čo je súčasťou balenia

- Jednorazový prsný vankúšik: 2 ks
- Niplette: 1 ks

Vývojové stupne

- Stupne: 0 – 6 mesiacov, Tehotenstvo

Hlavné prvky

Klinicky overené

Niplette: nástroj na nechirurgickú korekciu obrátených bradaviek DD McGeorge FRCS (Plast). British Journal of Plastic Surgery, December 1993.

Nechirurgické – využíva jemné sanie

Za niekoľko týždňov neprerušovaného používania zostane bradavka vztýčená. Ideálne používať pred otehotnením. Môžete však používať aj počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva na dosiahnutie dlhotrvajúcej korekcie. Všetky prípady obrátených bradaviek, ktoré nie sú vrodené, ale vyskytli sa nedávno, musí pred použitím Niplette bezodkladne skontrolovať lekár. Neodporúča sa používať ich počas posledného trimestra tehotenstva.



Dátum vydania
2011-09-22

Verzia: 8.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com